


Pütterbinde, venda elástica de compresión



Pütterbinde es la venda de compresión más económica del mercado: dura 6 meses respetando las instrucciones de limpieza indicadas en el prospecto.

Venda elástica de tracción corta.
Ejerce una baja presión en reposo, y alta en trabajo.
100% de Algodón
Discreta: color piel.
Cómoda y flexible.
Permeable al aire y bien tolerada por la piel.
Ausencia de látex. No alérgica.
Lavable y esterilizable.
No se ve afectada por el contacto con grasas.

1ª venda



2ª venda



Indicaciones

Para el tratamiento de la úlcera venosa;
edemas venosos congestivos agudos y crónicos.
Tras esclerosis varicosa.
Tromboflebitis.
Edema Postquirúrgico.



Producto	Medida	Código Nacional	Referencia
Pütterbinde	8cm x 5m	353974	931 808
	10cm x 5m	353975	931 802